

# ARNÉS DE PAVLIK

Nuestro arnés de Pavlik está meticulosamente construido para ajustarse a los estándares de corrección prescritos. Se utiliza para tratar la subluxación y luxación congénita de cadera, la displasia de cadera o la inestabilidad en los primeros meses de vida, manteniendo las caderas en una posición controlada de flexión y abducción.

El arnés inmoviliza las caderas, pero permite el movimiento de una manera controlada. Esto permite que la cabeza del fémur se posicione correctamente en el acetábulo, estabilizando la cadera.

El arnés es especialmente suave y confortable. Las cintas permiten un ajuste rápido y seguro. Sin hebillas voluminosas, el niño se siente cómodo en cualquier posición, y todos los ajustes en las correas delanteras y traseras se pueden hacer mientras el niño está acostado. Las correas codificadas con colores ayudan a evitar una colocación incorrecta. El tejido antideslizante de la botita está diseñado para impedir que el pie se salga del arnés.

La duración del tratamiento y el número de horas de uso serán las determinadas por su médico.

No es necesario retirar el arnés para realizar el cambio del pañal y permite vestir al niño con facilidad. El arnés debe de ser lavado una vez a la semana. Sería conveniente disponer de un segundo arnés.



No debe hacer ningún ajuste que no sea el determinado por su médico.

## INTRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓN

- 1 Coloque la banda torácica justo por debajo de la línea del pecho sin oprimir.
- 2 Una la cinta de cada hombro con la hebilla superior del mismo lado de la banda y ajústelas a dicha altura sin apretar. Coloque los pies dentro de las botitas, de forma que la cintas de color sean visibles en la parte anterior (rojo para el pie derecho y azul para el pie izquierdo) y ajuste sus velcros al pie.
- 3 Pase las cintas delanteras del peto por las hebillas del mismo color de la botita, ajustándolas de forma que se mantenga la cadera flexionada a 90° o en la posición indicada por su médico.
- 4 Pase las cintas posteriores del peto por las hebillas posteriores de la botita, para mantener las piernas abiertas en un rango de 45° o el indicado por su médico.
- 5 Marque en las cintas la posición de los ajustes de forma que pueda ser fácilmente recolocado.

## TABLA MEDIDAS

Tamaño	Mes	Diametro tórax
Premie	*	30,5 - 35,5 cm
Small	0 - 3	35,5 - 40,6 cm
Medium	3 - 6	40,6 - 45,7 cm
Large	6 - 9	45,7 - 53,3 cm
X-Large	*	53,3 +1

### Instrucciones de lavado:

- Lavar a mano
- Secar colgando la prenda
- No planchar
- No usar lejía
- No retorcer
- No apto para secadora