



Artsanity

*Easy Block*

Distribuido por:  
**celeris**  
INNOVACIÓN ORTOPROTÉSICA  
[www.celeriscentral.com](http://www.celeriscentral.com)



# Adaptable, ligero, rápido, radiotransparente, transpirable, seguro, y hipo alergénico, ajustable e italiano al 100%

Easy Block es la nueva férula apta para cualquier tipo de inmovilización en casos de emergencias y en tratamientos post-traumáticos. Se compone al 90% de algodón puro y 10% de elastano que está en contacto con la piel y un caucho anaeróbico, una aleación de aluminio adaptable, una barra estabilizadora moldeable y caucho cubierto con un suave terciopelo que permite el agarre de las cintas de velcro para una aplicación ideal de la férula. Easy Block es la solución ideal en cualquier tipo de inmovilización.

¡Riable, práctico y fácil de usar! Easy Block es un producto italiano que está siendo empleado en el campo de cirugía ortopédica más exigente!

Adaptable, light, fast, radiotransparent, safe, breathable, hypoallergenic, adjustable and 100% Italian. Easy Block is the new splint that can support any type of immobilisation in the emergency room and in the posttraumatic treatment. It is made in 90% pure cotton and 10% elastam where in touch with the skin and it consists of a anallergic rubber , an adaptable aluminium alloy, a stabilising bar and rubber covered by soft velour that allows the grip of any straps and facilitates the adhesion of bendages type "Ideal", Easy Block is the ideal solution in any type of immobilisation.

Reliable, practical and easy to use, Easy Block is an Italian product that was awarded the Artsanity Warranty, which has been working for the most demanding orthopaedic surgery!



### Férula para dedo, adaptable y transpirante Splint for finger, adaptable and breathable

Pequeñas fisuras de avulsión, dislocaciones de dedos, fracturas de falange, moretones, pequeñas fracturas./ Envase 10 uds./ Pack 10 pz.

(1) cod. 50050 GC mis. Pediatric/o, cod. 50051 GC mis. S, cod. 50052 GC mis. M/L, cod. 50053 GC mis. XL, (2) cod. 50050 VC mis. Pediatric/o, cod. 50051 VC mis. S, cod. 50052 VC mis. M/L, cod. 50053 VC mis. XL



### Férula para antebrazo y mano Palm splint for forearm and hand

Fracturas cerradas de la muñeca, fracturas metacarpianas, traumatismos de manos y muñecas, colocación de férulas después de la cirugía del túnel carpiano, tendinopatías de la muñeca. / Closed fractures of the wrist, metacarpal fractures, hand and wrist traumas, position splint after carpal tunnel surgery, wrist tendinopathies. Envase 10 uds./ Pack 10 pz.

Cod. 50010 (Pediatric), 50011 (S/M), 50012 (L)



### Férula para muñeca, ambidextro Splint for right and left wrist

Fracturas cerradas, trauma y tendinopatías de la muñeca / Closed fractures of the wrist, wrist traumas and wrist tendinopathias.

Envase 10 uds/ Pack 10 pz.

Cod. 50060 (Pediatric), 50061 (S/M), 50062 (L)



### Férula para antebrazo, mano y pulgar Palm splint for forearm and hand with thumb

Traumas de mano y muñeca, tratamiento de contracturas, pulgar y dislocaciones de dedos, fracturas de muñeca, fracturas metacarpianas, férula de descanso. / Traumas of hand and wrist, treatment of contractures, thumb and finger dislocations, wrist fractures, metacarpal fractures, rest splint. Envase 10 uds./ Pack 10 pz.

DX Cod. 50070 (Pediatric/o), 50071 (S/M), 50072 (L)  
SX Cod. 50075 (Pediatric/o), 50076 (S/M), 50077 (L)



### Férula para muñeca ambidextro Luxury Palm splint right and left luxury

Fracturas cerradas de muñeca, traumas de muñeca y tendinopatías de muñeca / Closed wrist fractures, wrist traumas and wrist tendinopathias.  
Envase 10 uds. / Pack 10 pz

Cod. 50055 (Pediatric/o), 50056 (S/M), 50057 (L)



### Férula multiuso enrollado Multipurpose wrap splint

Distorsiones del tobillo, lesiones de los ligamentos del tobillo, fracturas del metatarso, talón y fracturas distales del hueso de la pantorilla, colocación de la férula después de la cirugía de ligamentos del tobillo.  
Repelente al agua y lavable. /  
Ankle distortions, injuries of the ankle ligaments, fractures of the metatarsus, heel and distal fractures of the calf bone, position splint after surgery to the ankle ligaments.  
Water-repellent and washable.  
Envase 10 uds. / Pack 10 pz

Cod. 50025 GC (cm 60x11), 50026 GC (cm 90x11),  
Cod. 50027 GC (cm 90x18)



### Férula rígida para codo Fixed elbow splint

Fracturas cerradas de radio y cúbito, fracturas pequeñas en el codo, bursitis del codo, colocación de férula tras cirugía del codo. / Closed fractures of radius and ulna, small elbow fractures, elbow bruises, capped elbow, position splint after elbow surgery.  
Envase 5 uds. / Pack 5 pz.

Cod. 50090 (S), 50091 (M), 50092 (L)



### Férula para codo con ángulo ajustable Splint for elbow with adjustable angle

Fracturas cerradas de la muñeca, del radio y del cúbito, fracturas pequeñas del codo, codo cubierto, colocación de férula tras cirugía del codo. / Closed fractures of radius and ulna, small elbow fractures, elbow bruises, capped elbow, position splint after elbow surgery.  
Envase 5 uds. / Pack 5 pz

Cod. 50015 (S), 50016 (M), 50017 (L)



### Férula posterior para tobillo con ángulo ajustable Back splint for ankle with adjustable angle

Fracturas del metatarso, del talón y fracturas distales del hueso de la pantorilla, distorsiones del tobillo, lesiones de los ligamentos del tobillo con rupturas múltiples, tratamiento del pie de palo, férula para posicionamiento del tendón de Aquiles. / Fractures of the metatarsus, heel and distal fractures of the calf bone, ankle distortions, injuries to the ankle ligaments with several ruptures, treatment of club foot, position splint for Achilles tendon.

Envase 5 uds. / Pack 5 pz.

Cod. 50020 (S), 50021 (M), 50022 (L)




### Férula posterior sin pie Back splint without foot

Inmovilización y apoyo de la pierna para casos de distorsiones y para el transporte de pacientes. / Immobilisation and support of the leg in case of distortions and for the transportation of patients.

Envase 5 uds. / Pack 5 pz.

Cod. 50030 (Pediatric), 50031 (S/M), 50032 (L)



### Férula posterior para rodilla con ángulo ajustable Back splint for knee with adjustable angle

Fracturas de rótula, fracturas compuestas de la pierna y dislocaciones de la rótula de rodilla, trauma discursivo, lesiones de los ligamentos cruzados después de la cirugía. / Kneecap fracture, closed fractures of the leg and kneecap dislocation, knee distortions, injuries to the cruciate ligament after surgery.

Envase 5 uds. / Pack 5 pz.

Cod. 50035 (S), 50036 (M), 50037 (L)



### Férula para rodilla y pie con ángulos ajustables Back splint for knee and foot with adjustable angle

Fracturas de rótula, fracturas de la pierna y rótula dislocada, lesiones de rodilla discursivas, lesiones del ligamento cruzado después de la cirugía, férula de transporte para fracturas graves de la pierna. / Kneecap fracture, closed fractures of the leg and kneecap dislocations, knee distortions, injuries to the cruciate ligament after surgery, transportation splint for serious leg fractures.

Envase 5 uds. / Pack 5 pz.

Cod. 50045 (S), 50046 (M), 50047 (L)





### Férula Metacarpiano Metacarpal splint

Esginces y tensiones del metacarpiano, enfermedades degenerativas, inflamación, fracturas estables. / metacarpal sprain and strain, degenerative diseases, inflammation, stable fracture

Cod. 50097 mis. S/M, 50098 L/XL



### Férula Piulgar Thumb splint

Esguinces y tensiones del pulgar, enfermedades degenerativas, inflamaciones, fracturas estables. / thumb sprain and strain, degenerative diseases, inflammation, stable fracture

cod. 50087 mis. S, cod. 50088 mis. M, cod. 50089 mis. L



### Férula Pulgar desmontable Universal thumb

Férula pulgar universal con fijación velcro colocado en cada férula para mano/ muñeca, también se puede utilizar individualmente como una férula para inmovilizar el pulgar./ universal thumb with velcro attachment placed in every palm/wrist splint, it can also be used individually as a splint to immobilize the thumb



Cod. 50187 mis. S/M, 50188 mis. L/XL



### Férula cubital Ulnar Splint

Esguince y contusiones de la muñeca, tratamiento de la tendinitis de la muñeca, síndrome del túnel de carpiano, fractura estable / wrist sprain and strain, treatment of wrist tendonitis, carpal tunnel syndrome, stable fracture



Cod. 50065 mis. XS, 50066 mis. S, 50067 mis. M, 50068 mis. L



### Set de tiras velcro para muñeca, antebrazo y mano / Set straps wrist /forearm and hand

(caja 10 uds. / box 10 pieces)

Cod. SPU size: 2 uds. / medidas / height 3,8x31 cm,  
2 uds. / medidas / height 2,5x26 cm

### Set tiras para tobillo / Set straps ankle

(caja 10 uds. / box 10 pieces)

cod. SG: 2 uds. /pieces / medidas / height 3,8x31 cm,  
2 uds. / pieces / medidas /height 3,8x22 cm,  
1 un. / semirígido / semirigid / medida /height 5x20 cm

### Set de tiras para codo / Set straps elbow

(caja 10 uds. / box 10 pieces)

Cod. SC: 3 uds. / medidas /height 3,8x31 cm,  
2 uds. /pieces / medidas /height 3,8x22 cm

### Tiras / Straps

(caja uds. 25 / box 25 pieces)

Cod. T01 medidas / height 3,8x31 cm  
Cod. T02 medidas / height 3,8x22 cm  
Cod. T03 medidas / height 2,5x26 cm  
Cod. T04 medidas / height 2,5x4 cm  
Cod. T05 medidas / height 2,5x7 cm



### Tiras semi-rígidas velcro / Semirigid Straps

(caja uds. 10 / box 10 pieces)

Cod. AS01 medidas/height 2x5 cm  
Cod. AS02 medidas/height 2x15 cm  
Cod. AS03 medidas/height 2x18 cm  
Cod. ASP10 medidas/height 5x20 cm



c/ Parsi Siete nº35, 41016, SEVILLA  
Tel: 955 250 050 | [info@celeriscentral.com](mailto:info@celeriscentral.com)

[www.celeriscentral.com](http://www.celeriscentral.com)